

70'den fazla ülkede 5 milyondan fazla satıldı


TSSA Fixture

OSSTEM[®]
IMPLANT

- Rahat ve hızlı yerleştirme, güvenli birincil sabitleme
- Tüm endikasyonlara yanıt vermek için çeşitli özellikler
- Klinik olarak kanıtlanmış SA yüzey

Rahat ve hızlı yerleştirme, güvenli birincil sabitleme

- Rahat yerleştirme için mükemmel selftapping
- İkili yiv yapısı hızlı yerleşme sağlar.
- Optimize edilmiş gövde şekli ile güvenli birincil sabitleme sağlanır.



Tüm endikasyonlara yanıt vermek için çeşitli özellikler

Straight

TSII (0°)

Taper

TSIII (1.5°)

Taper



TSIV (6°)



Klinik olarak kanıtlanmış SA yüzey

- Kemik oluşumunun hazırlanması crater ve micro pit oluşumu
- Stabil kemik oluşumu için optimum yüzey pürüzlülüğü (Ra 2.5 ~ 3.0µm)
- Maksiller ve posterorda dişsiz vakada erken yükleme durumunda 97%(3M), 100%(6M) sağ kalım oranları*

* Int J Periodontics Restorative Dent.2015;35:21-276



※ Micro Pigs Mandible