


TS Fixture'a mükemmel uyum sağlayan Custom Abutment Üretimi

OSSTEM
IMPLANT

Pre-milled Abutment


Güvenilir Bağlantı Yapısı

- Orijinal olmayan ürünlere kıyasla mükemmel sabitleme hassasiyeti.
- →Vida gevşemesi ve kırılma olasılığını azaltır.



Diğer Masrka Kullanımı

Osstem Kullanımı



Orijinal Ürün Doğrulama İşareti

Osstem ürününün orijinalliği doğrulanabilir.

Custom Abutment
Üretim Sonrası

Custom Abutment
Üretim Öncesi



Çeşitli Ekipmanlar için Sıralama

Ekipmanın Jig'ine tam uyan Abutment tipi



Ekipman A




Ekipman B




Ekipman C

Çeşitli İmplantlar için Bağlantı Yapısı ve Vida


Farklı İmplant sistemlerine özel seri.



OSSTEM




A




B

Prosthetic WorkFlow



Tarama




Abutment Dizaynı




Pre-milled Abutment'i ekipmanın
Jig'ine sabitleme



Sabitlenen Abutment ve Jig'i
ekipmana yerleştirme



CAM (Bilgisayar destekli üretim)
süreci



Pre-milled Abutment'i
Kazıma süreci



İşlem Sonucu


※ Bu sistemle üretilen Abutmentler'in minimum çapı 4,0 mm veya üzerinde ve açısı 30° veya altı olmalıdır

Pre-milled Abutment


OSSTEM[®]
IMPLANT

Ürün Serisi

Dental Kazıyıcı Üreticisi: Ekipman A, Ekipman B

		Hex	Non-hex	Ekipmana sabitlenecek alan şekli
OSSTEM TS	Mini	TSPM10ARMWH	TSPM10ARMNWH	
	Regular	TSPM10ARRWH	TSPM10ARRNWH	
	A Üreticisi	DEPM10ARRTH	DEPM10ARRNTH	
	B Üreticisi	NEPM10ARRTH	NEPM10ARRNTH	

Dental Kazıyıcı Üreticisi: Ekipman C

		Hex	Non-hex	Ekipmana sabitlenecek alan şekli
OSSTEM TS	Mini	TSPM10CAMWH	TSPM10CAMNWH	
	Regular	TSPM10CARWH	TSPM10CARNWH	
	A Üreticisi	DEPM10CARTH	DEPM10CARNTH	
	B Üreticisi	NEPM10CARTH	NEPM10CARNTH	

Kazıma Gövdesi



Pre-milled Abutment
Sabitlenme Yöntemi Örneği (A Ekipmanı)

