

Osseointegrasyon Değerini Kontrol Etme. Üstü Yapı Yükleme Zamanını Belirlemeye Yardımcı Olur.

IS3™

- Tedavi süresini kısaltır
- Zor vakaların üstesinden gelir

HROSSEN®
I M P L A N T

Rehberlik ve Tahmin Edilebilirlik

- Doğru teşhislerle implant başarı oranı artar.
- En uygun üstü yapı yükleme süresine karar vermeyi sağlar




Yüksek Risk Alanlarında*Başarı Oranı

- Diş Gıcırdatma %71.7
- Şeker Hastalığı %71.4
- Acil yükleme %77.5
- İliak Kret Blok + GBR + Sinüs Greft %50
- İmplant deneyimi olmayan hekimlerin başarı oranını yükseltir



İyileştirilmiş Hasta Bakımı


- Uygun üstü yapı yükleme prosedürüne karar verme
- ISQ değeri arttıkça artan implant sabitliği.



ISQ Standard Calibrated™

Ölçüm Sonuçlarında Yüksek Doğruluk

Minimum Değişkenlik



*ISC International Standard Calibration

Optimum Fiziksel Uyum



IS3 MultiPeg™ (#74) vs. Osstell Smartpeg (#50)

Tekrar Kullanılabilir MultiPeg™

- Hiç sapma olmadan 20 kereye kadar kullanım
- Yeniden kullanılabilir, otoklava uygun, ayarlanabilir ve implant sistemlerinin çoğuyla uyumlu

MultiPeg™ (Titanium)

- Yeniden kullanılabilir
- Otoklava uygun
- Ayarlanabilir



MultiPeg™ Driver

- Yeniden kullanılabilir
- Otoklava uygun
- Paslanmaz çelik



Kullanım Kolaylığı

- Elle, tek tuşla kullanılabilen cihaz
- Her iki tarafta ki sayısal göstergeleri ve uzun ömürlü şarj edilebilir piller

