

Pratik Kullanımı ile Mükemmel Sonuçlar Sağlayan Membran


Ossguide

- Üst düzey esneklik ve yapışma gücü kullanım kolaylığını artırır.
- Yeni kemik oluşumunu ve yumuşak doku iyileşmesini destekler
- **Stabil bariyer işlevselliği sağlayan membran**


Üst Düzey Esneklik ve Yapışma Gücü Kullanım Kolaylığını Arttırır

- Esnekliği sayesinde, membranın yırtılmasını önler ve kemik defekti meydana gelen alana membranın kolayca tutunmasını sağlar
- Membranın her iki yüzü de aynı özelliklere sahip olup, hidrasyondan önce ve sonra kullanılabilir

Üstün Esneklik Gücü




Sütür işlemi sırasında mukavemet gücü MPa



Yeni Kemik Oluşumunu ve Yumuşak Doku İyileşmesini Destekler

Çoklu gözenek yapısı, kan dolaşımını destekler ve kemik oluşumunu hızlandırır.


Mükemmel gözenek yapısı



Mükemmel yumuşak doku iyileşmesi.



İşlemden hemen sonra




3 Ay Sonra

Bariyer Olarak İşlevlerini Sürdüren Membran

Yüksek derecede saflaştırılmış kollajenin, yapay olmayan çapraz bağlanmış yapısı ile beraber yumuşak doku iyileşmesini destekler ve bariyer işlevselliğini stabil bir şekilde koruyarak kemik rejenerasyonuna yardımcı olur.

Yonsei Univ. Dog Model Test



12 hafta sonra, Ürün A'nın OssGuide'a kıyasla daha ince ve daha kısa kollajen liflerine sahip olduğu gözlenmiştir.

Özellikler

Boyut (mm)	Ürün Kodu
15 x 20	TG-1
20 x 30	TG-2
30 x 40	TG-3